



MATERASSO ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE E CON REGOLATORE

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DEL DISPOSITIVO



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo e conservarlo con l'apparecchio per ogni ulteriore consultazione.

INDICE

ISTRUZIONI AVVERTENZE	pag.3
DESTINAZIONE D'USO	pag.3
NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO	pag.3
AVVERTENZE GENERALI	pag.4
SIMBOLOGIA UTILIZZATA	pag.5
DESCRIZIONE GENERALE	pag.5
INSTALLAZIONE	pag.6
PRIMA DI OGNI USO	pag.6
AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	pag.7
FUNZIONAMENTO	pag.8
PULIZIA	pag.9
STOCCAGGIO	pag.9
MANUTENZIONE	pag.9
CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.10
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	pag.10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	pag.10
DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA	pag.11
CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.15
GARANZIA	pag.16
CONDIZIONI DI RESO	pag.16
TAGLIANDO DI GARANZIA	pag.17
NUMERO VERDE	pag.17

ATTENZIONE

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN IMPIEGO SICURO.



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E IN PARTICOLARE LE AVVERTENZE SULLA SICUREZZA, ATTENENDOSI A ESSE. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE, PER L'INTERA DURATA DI VITA DELL'APPARECCHIO, A SCOPO DI CONSULTAZIONE. IN CASO DI CESSIONE DELL'APPARECCHIO A TERZI, CONSEGNARE ANCHE L'INTERA DOCUMENTAZIONE.

NOTA

SE NELLA LETTURA DI QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI D'USO ALCUNE PARTI RISULTASSERO DI DIFFICILE COMPrensIONE O SE SORGESSERO DUBBI, PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONTATTARE L'AZIENDA ALL'INDIRIZZO INDICATO IN ULTIMA PAGINA.

DESTINAZIONE D'USO

- Il kit compressore e materasso è progettato per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

ATTENZIONE!

- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato ad eseguire procedure infermieristiche generali ed abbia ricevuto un'adeguata formazione nelle conoscenze della prevenzione e trattamento delle ulcere da decubito.
- Safety S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- Questo dispositivo è stato testato e approvato secondo la seguente direttiva: EN 60601-1-2:2014
- Il dispositivo in oggetto soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e succ. modifiche come prescritto dall'allegato VII della succitata direttiva.
- Il dispositivo in oggetto è prodotto utilizzando materiali non pericolosi in conformità alla direttiva 2011/65/UE-ROHS2

Questo dispositivo è stato testato e approvato secondo le seguenti direttive e norme:

EN 60601-1:2005+A1:2012

EN 60601-1-2:2014

IEC 60601-1-11:2010

IEC 60601-1-6:2010+A1:2013

IEC 62366:2015+A1:2015

EN ISO 13485:2016+AC:2016

EN ISO 14971:2012

EN ISO 15223-1:2017

EN 1041:2013

EN 71-3:2013+A1:2017

AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

Avvertenze riguardanti la compatibilità elettromagnetica

Questo dispositivo è stato testato e trovato in accordo con i limiti per i dispositivi medicali secondo la norma EN 60601-1-2:2014.

Questi limiti sono stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze nocive in tipiche applicazioni medicali. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e se non installato ed usato in accordo con le istruzioni, può causare interferenze nocive per altri dispositivi nelle vicinanze. Non ci sono comunque garanzie totali che le interferenze elettromagnetiche possano accadere in particolari circostanze. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze nocive ad altri dispositivi, le quali possono essere determinate dall'accensione o spegnimento, si consiglia all'utente di seguire le seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare il dispositivo ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra i dispositivi.
- Connettere il dispositivo ad una presa o circuito differente da gli altri dispositivi connessi.
- Consultare il produttore o un centro assistenza autorizzato.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

REF	Codice dispositivo		Data di produzione
	Attenzione		Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/96/2002
	Limite temperatura		ON
	Tipo BF	○	OFF
	Far riferimento al manuale		Produttore
	Classe di isolamento II	LOT	Lotto

IP21 Protezione contro corpi estranei solidi di 12,5 mm o maggiori
Protezione contro la caduta verticale di acqua.

DESCRIZIONE GENERALE

Compressore

Parte frontale

- 1** Interruttore
- 2** Manopola regolazione pressione aria



Parte posteriore

- 3** Uscita dell'aria
- 4** Ganci
- 5** Cavo elettrico



Pannello frontale

- Manopola per la regolazione della pressione (**2**).
Serve a controllare l'uscita di pressione dell'aria. Se si gira in senso orario, aumenta la pressione.
Se invece si gira in senso antiorario, diminuisce la pressione.

Interruttore principale

- Per accendere/spegnere il compressore (**1**).

INSTALLAZIONE

Disimballare il dispositivo per verificare che non abbia subito alcun danno durante la spedizione. Se si riscontra qualche danno, contattare immediatamente il rivenditore.

- Posizionare il materasso gonfiabile sopra un normale materasso di altezza non inferiore a 5 cm in modo che i raccordi per la connessione dei tubi dell'aria siano posizionati verso i piedi del letto.



ATTENZIONE!

- Appendere il compressore ai piedi del letto usando gli appositi ganci posti sul retro del compressore stesso oppure posizionarlo su di una superficie piana.
- Connettere i due tubi di collegamento ai connettori del compressore e del materasso.



ATTENZIONE!

Verificare che non vi siano piegature o schiacciamenti che ostruiscano il passaggio dell'aria.

- Collegare la spina alla presa elettrica.



NOTA: 1. Verificare che il voltaggio dell'impianto elettrico sia adatto per il compressore.
2. Anche la presa può servire da interruttore per disinserire l'apparecchio.



ATTENZIONE!

Il compressore può essere applicato solo al materasso in dotazione. Non usarlo per alcun altro scopo.

Accendere l'interruttore.

Alcuni consigli per l'installazione:

Dopo l'installazione, arrotolare il cavo eventualmente rimasto libero per evitare di inciampare. Il dispositivo deve essere sistemato in un posto completamente accessibile all'utente o ai medici.

PRIMA DI OGNI USO

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra materasso e compressore.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

PERICOLO - Per ridurre il rischio di folgorazione.

- Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica subito dopo l'uso.
- Non usare durante il lavaggio del paziente.
- Non appoggiare o tenere il prodotto in un posto da dove potrebbe cadere a terra o in una vasca o in un lavandino.
- Non cercare di rimuovere il prodotto qualora cadesse in acqua.



ATTENZIONE! - Per ridurre il rischio di folgorazione, fuoco o lesioni alle persone.

- Valutare il rischio di intrappolamento degli arti del paziente in accordo con i protocolli vigenti della struttura di destinazione e monitorare in modo appropriato il paziente.
- Questo sistema non deve essere usato con pazienti che hanno lesioni alla spina dorsale.
- Sorvegliare attentamente quando questo prodotto è usato su o con bambini nelle vicinanze in quanto potrebbero verificarsi casi di folgorazione o soffocamento dovuto all'ingerimento di parti staccate dal dispositivo.
- Usare questo prodotto solo nel modo indicato e descritto in questo manuale.
Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non usare mai questo prodotto con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona bene, se è stato danneggiato o è caduto a terra o in acqua. Riportare il prodotto al centro servizi per il controllo o la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici incandescenti.
- Non ostruire mai le aperture d'aria del prodotto. Non posizionare il prodotto su superfici morbide quali un letto o un divano dove si potrebbero ostruire le aperture. Tenere le aperture libere da garze, capelli e simili.
- Non far cadere e non inserire nessun oggetto nelle aperture o nei tubi.
- Non modificare questo dispositivo senza autorizzazione del produttore.
- La copertura del materasso ove presente ha passato i test di irritazione e sensibilizzazione cutanea. In ogni caso consultare immediatamente il medico se si ha il sospetto di una reazione allergica.
- Se si verificano fenomeni di interferenze elettromagnetiche con telefoni mobili cellulari, aumentare la distanza ad almeno 3,3 m tra i dispositivi oppure spegnere il telefono mobile.

FUNZIONAMENTO

! NOTA: prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.

Funzionamento generale

1. Aprire la confezione; è consigliato l' utilizzo di un cutter con lama corta o un attrezzo che non rischi di tagliare il sovra-materasso all'interno.
2. Il sovra-materasso è confezionato arrotolato su se stesso: estrarlo dalla scatola, facendo attenzione a non far cadere il compressore, e srotolarlo sul materasso del letto.
3. Ripiegare e infilare i lembi del sovra-materasso tra letto e materasso in modo da fissarlo ed evitare movimenti involontari.
4. Estrarre e disimballare il compressore; agganciarlo quindi alla sponda ai piedi del letto per mezzo dei ganci posti sul retro del compressore, oppure posizionarlo su di una superficie piana.
5. Assicurarsi che l'interruttore di accensione ON/OFF del compressore sia in posizione OFF.
6. Collegare i tubi posti all'estremità inferiore del sovra-materasso agli ugelli del compressore, verificandone il corretto funzionamento.



8. Ruotare la manopola in senso orario, portando la parte più stretta vicina al simbolo "+". In questo modo il compressore erogherà alla pressione massima.
9. Collegare la spina del compressore alla presa da 220V .
10. Accendere il compressore con l'apposito interruttore ON/OFF, posizionarlo su ON, ed attendere 25 minuti circa, in modo che il compressore gonfi completamente il sovra-materasso.

! NOTA: per gonfiare il materasso è consigliabile mantenere il regolatore di pressione al massimo per un gonfiaggio più veloce. Una volta gonfiato il materasso, l'utente può regolarne la compattezza.

PULIZIA

Prima dell'uso del dispositivo, si raccomanda di seguire la procedura di pulizia, riportata sotto. Passare sul compressore un panno inumidito con un detersivo delicato e mantenere l'apparecchio lontano dalla polvere. Scegliere sempre un detergente che non contenga agenti chimici in grado di intaccare la superficie di plastica dell'involucro del compressore.



AVVERTENZA: non bagnare il compressore né immergerlo in alcun tipo di liquido.

Passare sul materassino un panno inumidito in acqua tiepida (a non più di 65°C) e con un detergente delicato. Il rivestimento si può lavare con ipoclorito di sodio diluito in acqua.

Lasciare asciugare accuratamente all'aria tutte le parti prima dell'uso.



AVVERTENZA: non usare prodotti a base di alcol/componenti fenolici.



AVVERTENZA: lasciare asciugare il materassino all'aria dopo la pulizia, ma non esporlo direttamente ai raggi del sole per un periodo di tempo prolungato



ATTENZIONE!

Tutte le operazioni devono essere effettuate dopo aver spento il compressore e staccato l'alimentazione elettrica!

STOCCAGGIO

Ripiegare il materasso con cura evitando eccessive piegature.

- Per stoccare il materasso, stenderlo nel senso della lunghezza e capovolto.
- Cominciare ad arrotolare il materassino dalla testa verso i piedi.
- Una volta arrotolato, avvolgere il materasso per evitare che si apra.
- Piegare il materasso.

MANUTENZIONE

I prodotti sono destinati ad offrire un funzionamento sicuro e affidabile quando utilizzati o installati secondo le istruzioni fornite dal produttore il quale raccomanda che il sistema venga ispezionato e riparato da tecnici autorizzati qualora si presentino segni di usura o di malfunzionamento del dispositivo.

Accertarsi che il cavo e la spina siano in buono stato.

- Verificare lo stato del rivestimento. Accertarsi che il rivestimento e i tubi siano stati stoccati correttamente
- Verificare il flusso dell'aria nei tubi. Il flusso dell'aria deve essere alternato tra i due connettori.
- Accertarsi che le uscite dell'aria non siano rotte o danneggiate. Per la sostituzione, rivolgersi al rivenditore del dispositivo.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 centimetri. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento al rivenditore autorizzato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le seguenti risposte ai vostri problemi non dovessero essere sufficienti vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore per una assistenza tecnica qualificata.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il compressore non si accende.	• Controllare se la spina è collegata alla presa di alimentazione • Posizionare su ON il pulsante accensione/spegnimento del compressore
Il materasso non si gonfia.	• Controllare se il tubo di collegamento tra compressore e materasso è ben fissato. • Il materasso potrebbe essere bucato. Contattare il centro assistenza per la sostituzione.
Il materasso ad elementi. non prende forma	• Controllare che la base del materasso sia attaccata fermamente agli elementi con i bottoni e le cinghie. • Controllare che il materasso sia attaccato fermamente al letto.
Non esce aria da alcuni connettori del tubo dell'aria.	Questo è normale in quanto il sistema lavora in modalità alternata. Le uscite d'aria immettono aria in modo alternato.



NOTA: Se il livello di pressione rimane sempre basso, verificare la presenza di eventuali perdite. Se necessario, sostituire i tubi danneggiati o contattare il rivenditore autorizzato per assistenza.

DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Guida e dichiarazione del costruttore – Emissioni elettromagnetiche

Il kit materasso e compressore è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. L'utilizzatore deve garantire che venga usato in tale ambiente.

PROVA DI EMISSIONE	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il dispositivo utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici vicini.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissioni di fluttuazione di tensione/flicker IEC 61000-3-3	Conforme	Il dispositivo è adatto a tutti i locali compresi quelli domestici e quelli collegati direttamente ad un'alimentazione di rete pubblica a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici

- Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetica.

Il dispositivo è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. L'utilizzatore del dispositivo deve garantire che venga usato in tale ambiente.

PROVA DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTRICOMAGNETICO - GUIDA
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	6kV contatto ± 8kV in aria	± 6kV contatto ± 8kV aria	I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere al minimo 30%
Transitori/treni elettrici veloci IEC 61000-4-4	± 2kV per le linee di alimentazione di potenza ± 1kV per linea di ingresso/uscita	± 2kV per le linee di alimentazione di potenza ± 1kV per linea di ingresso/uscita	La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Sovratensione IEC61000-4-5	± 1 kV linea a linea ± 2 kV linea a terra	± 1 kV linea a linea	L'alimentazione elettrica di rete dovrebbe essere di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC61000-4-11	<5 % UT (>95% buco in UT) per 0,5 cicli 40 % UT (60% buco in UT) per 5 cicli 70 % UT (30% buco in UT) per 25 cicli <5 % UT (>95% buco in UT) per 5 secondi	<5 % UT (>95% buco in UT) per 0,5 cicli 40 % UT (60% buco in UT) per 5 cicli 70 % UT (30% buco in UT) per 25 cicli <5 % UT (>95% buco in UT) per 5 secondi	La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore del dispositivo richiede un funzionamento continuato anche durante l'interruzione della tensione di rete, si raccomanda di alimentare il dispositivo con un gruppo di continuità (UPS) o con batterie.
Campo magnetico a frequenza di rete (50/60Hz) IEC61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbero avere livelli caratteristici di una località tipica in ambiente commerciale o ospedaliero



NOTA: UT è la tensione di rete in c.a. prima dell'applicazione del livello di prova

Il dispositivo è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato.
L'utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga usato in tale ambiente.

PROVA DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTRICOMAGNETICO - GUIDA
RF condotta IEC 61000-4-6	3Vrms/Veff Da 150 KHz a 80 MHz	3 Vrms	Il dispositivo deve essere usato solo in luoghi schermati con un minimo di efficienza schermante RF e, per ciascun cavo che entra nel locale schermato, con un minimo di attenuazione dei filtri RF Distanza di separazione raccomandata $d = 1.2\sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 80 MHz a 2.5G MHz Dove P è il massimo indice di uscita del trasmettitore in watts (W) secondo il produttore del trasmettitore e "d" è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). Le resistenze dei campi dal trasmettitore fisso RF, come determinato da un luogo del rilevamento, (NOTA 3) devono essere inferiori al livello di conformità di ogni gamma di frequenza. (NOTA 4) Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: 
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m Da 80 MHz a 2.5 GHz	3 V/m	



NOTA: A 80MHz e 800MHz viene applicata la massima gamma di frequenza.



NOTA: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.



NOTA: Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoricamente e con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un'indagine elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata al di fuori del locale schermato, nel luogo in cui si usa il dispositivo, supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale del dispositivo. Se si è notato prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come una diversa collocazione del dispositivo o l'uso di un locale schermato con una maggior efficienza schermante RF e maggior attenuazione dei filtri.



NOTA: Oltre la gamma di frequenza di 150KHz fino a 80MHz, il campo di resistenza dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e il dispositivo.

Il dispositivo è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF.

Il cliente o l'operatore del dispositivo possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il dispositivo come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.

Per i trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non riportata sopra, la distanza di separazione raccomandata "d" in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove "P" è la potenza massima nominale d'uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

Potenza di uscita massima del trasmettitore specificata W	Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m)		
	Da 150 KHz fino a 80MHz $d=1.2\sqrt{P}$	Da 80MHz fino a 800MHz $d=1.2\sqrt{P}$	Da 800MHz fino a 2.5 GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23



NOTA: A 80MHz e 800MHz si applica l'intervallo di frequenza più alto.



NOTA: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore

Alimentazione	220V 50/60Hz
Fusibile T1AL	250V
Cavo alimentazione	1,85 m
Pressione erogata	40-100 mmHg
Uscite d'aria	6-7 LPM
Tempo di un ciclo	6 min
Rumorosità	32-34 dB
Dimensioni compressore	27x13x10,5 cm
Peso	1,1 Kg

- Materasso

Modello	a bolle
Componenti	130 bolle
Materiale	PVC medicale
Dimensioni	200x90x7,6 cm
Peso	2,3 Kg
Peso massimo paziente	135 Kg
Spessore	0,35 mm

GARANZIA

Il kit materasso e compressore è garantito da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Safety spa non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Safety spa non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non originali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso il proprio rivenditore di fiducia.

L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al proprio rivenditore di fiducia unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

CONDIZIONI DI RESO

Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato l'apparecchio.

Le spese di trasporto sono a carico del cliente.

**TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CASO DI RIPARAZIONE
LA GARANZIA È VALIDA SOLO
ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE**

Apparecchio Tipo: _____

Modello: _____

N.Serie: _____

Data d'acquisto: _____

DATI DELL'ACQUIRENTE

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Descrizione difetto: _____

Firma per accettazione delle condizioni di garanzia

☐ Autorizzo l'uso delle informazioni sopra riportate ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679





Safety S.p.A. Via G. Di Vittorio, 17 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
Sito produttivo P.R.C.

