

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Descrizione	SPAZZOLINO PER PULIZIA CANNULE TRACHEALI
codice interno	21385
codice PARAF	934714080
CND :	R010580 - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
N° Repertorio	1213018
Classificazione DM	Classe I - regola 5 allegato IX della Dir. 93/42 e s.m.i.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il dispositivo "spazzolino per tracheotomizzati" è un dispositivo medico invasivo in relazione con gli orifizi del corpo, non sterile e destinato ad essere introdotto nelle cannule per tracheotomizzati allo scopo di pulire la cannula e la contro-cannula da muco e materiali organici che normalmente si depositano e che potrebbero causare l'ostruzione del dispositivo cannula. Tali dispositivi possono essere utilizzati su pazienti tracheostomizzati. Adatti sia per uso ospedaliero che domestico sono resistenti e commercializzati non sterili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali	in acciaio inossidabile ritorto di 1 mm di diametro su cui sono fissati filamenti in nylon. di colore bianco. Diametro 10mm
Confezione	Polybag da 5 pezzi